

MINI CE-5700A

- Diseñado para la limpieza de pequeños objetos de laboratorio como: cubetas para espectroscopía, crisoles, portaobjetos, pipetas, picnómetros y pequeño material de vidrio de laboratorio.
- Pantalla digital para visualización de tiempo.



Cat nº	Capacidad	Timer (s)	Frecuencia ultrasonido	Potencia ultrasonido	Dim. interna (mm)	Dim. externa (mm)	Peso
G-CE5700	0,75 l	90 - 180 - 280 380 - 480	42 kHz	50W	150 x 130 x 50	210 x 180 x 50	0.97 kg



Baños de ultrasonidos digitales DU



- Con control e indicación de temperatura digital e independiente.
- Temporizador y control de potencia.



Características técnicas

	DU-06	DU-32	DU-45	DU-65	DU-100
Capacidad (litros)	0.6	3.2	4.5	6.5	10.0
Temperatura máx °C	No	80	80	80	80
Potencia de calefacción	No	100 W	200 W	200 W	500 W
Tiempo (min)	3 a 6	1 a 99	1 a 99	1 a 99	1 a 99
Control de potencia %	No	20 a 100 % pasos del 20 %	20 a 100 % pasos del 20 %	20 a 100 % pasos del 20 %	20 a 100 % pasos del 20 %
Frecuencia de ultrasonido (kHz)	40	40	40	40	40
Potencia	50 W	120 W	180 W	180 W	240 W
nº de transductores	1	2	3	3	4
Válvula de vaciado	No	No	No	No	Si
Dimensiones del tanque (mm) (Largo x Fondo x Alto)	150 x 85 x 65	240 x 135 x 100	300 x 150 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150
Dimensiones externas (mm) (Largo x Fondo x Alto)	160 x 95 x 165	260 x 160 x 235	325 x 175 x 225	325 x 175 x 305	325 x 265 x 310
Peso	1,35 kg	3,80 kg	4,40 kg	5,40 kg	8,20 kg
Cat nº	G-DU06	G-DU32	G-DU45	G-DU65	G-DU100

Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero, tapa de acero inoxidable y 1 x 60 ml de limpiador universal, concentrado.



Baños de ultrasonidos analógicos AU



Características técnicas

	AU-32	AU-65	AU-220	AU-450
Capacidad (litros)	3.2	6.5	22	45
Temperatura máx °C	80	80	80	80
Potencia de calefacción	100 W	200 W	500 W	1000 W
Tiempo (mín)	1 a 30 / ∞	1 a 30 / ∞	1 a 30 / ∞	1 a 30 / ∞
Frecuencia de ultrasonido (kHz)	40	40	40	40
Potencia	120 W	180 W	480 W	750 W
nº de transductores	2	3	8	12
Válvula de vaciado	No	No	Si	Si
Tamaño del tanque (mm) (Largo x Fondo x Alto)	240 x 135 x 100	300 x 150 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 300
Tamaño externo (mm) (Largo x Fondo x Alto)	260 x 160 x 235	325 x 175 x 305	530 x 330 x 340	530 x 325 x 500
Peso	3,80 kg	5,40 kg	13,20 kg	17 kg
Cat nº	G-AU32	G-AU65	G-AU220	G-AU450

Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero, tapa de acero inoxidable y 1 x 60 ml de limpiador universal, concentrado.

Accesorios para baños de ultrasonidos

Cat nº	Descripción
G-41300203	Soporte ajustable SS-200 para tamices, máx. 5 tamices de 80 mm ó 6 tamices de 60 mm. Sólo para el modelo AU-450.
G-41300513	Soporte para 2 vasos para DU-45.
G-41300523	Soporte para 2 vasos para DU-65 y AU-65.
G-41300533	Soporte para 4 vasos para DU-100.
G-41300553	60 ml de limpiador universal, concentrado.
G-41300563	500 ml de limpiador universal, concentrado.

